

Жесткая оптика (эндоскоп)

Чистящие средства и дезинфицирующие средства ¹⁾

Производитель, Дистрибутор	Название	Активное вещество	Применение
Happersberger otopront GmbH	Multi-Sept	tert. alkylamine, quaternary compound	Очистка Дезинфекция
Acto® GmbH	Actosed Endo	alkylamine derivate, quaternary compound	Дезинфекция
Acto® GmbH	Actosed Endo Terra	quaternary compound, guanidine derivate	Дезинфекция
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Aifd Plus®	quaternary compound, guanidine derivate	Очистка
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Aldasan® 2000	aldehyde	Очистка Дезинфекция
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Almyrol®	alkylamine derivate, guanidine derivate, quaternary compound	Cleaning Дезинфекция
Bode Chemie GmbH & Co.	Bodedex forte	nonionic and amphoteric surfactants	Очистка
Advanced Sterilization Products	Cidezyme	enzyme cleaner	Очистка
Borer Chemie AG	deconex® 53 Plus	quaternary compound, guanidine derivate	Дезинфекция
Dr. Schumacher GmbH	Descoton forte *1	aldehyde	Дезинфекция
Desomed Dr. Trippen GmbH	Desomedan ID	quaternary compound, guanidine derivate	Дезинфекция
Laboratorium Dr. Deppe	Endostar	guanidine derivate	Дезинфекция
Schülke & Mayr GmbH	Gigasept®	aldehyde, Aldehydabspalter	Очистка Дезинфекция
Laboratorium Dr. Deppe	Instru Plus N	aldehyde, Aldehydabspalter	Очистка Дезинфекция

Производитель, Дистрибутор	Название	Активное вещество	Применение
Bode Chemie GmbH & Co.	Korsolex® AF	alkylamine	Дезинфекция
Bode Chemie GmbH & Co.	Korsolex® basic	Aldehydabspalter, aldehyde	Дезинфекция
Bode Chemie GmbH & Co.	Korsolex® extra	aldehyde, quaternary compound	Дезинфекция
Bode Chemie GmbH & Co.	Korsolex® FF	aldehyde, quaternary compound	Дезинфекция
Bode Chemie GmbH & Co.	Korsolex® plus	quaternary compound, Alkylamin	Дезинфекция
Schülke & Mayr GmbH	Lysetol® AF	glycol derivate, guanidine derivate, quaternary compound	Очистка Дезинфекция
Schülke & Mayr GmbH	Lysetol® V (neu)	aldehyde, quaternary compound	Дезинфекция
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Lysoformin® 2000	aldehyde	Очистка Дезинфекция
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Lysoformin® 3000	aldehyde, quaternary compound	Очистка Дезинфекция
Merz Consumer Care GmbH Bereich Hygiene	Mucadont®-IS	aldehyde	Дезинфекция
Merz Consumer Care GmbH Bereich Hygiene	Mucocit®-F 2000	phenol derivate	Дезинфекция
Merz Consumer Care GmbH Bereich Hygiene	Mucocit®-P (Neu)	alkylamine derivate, quaternary compound	Дезинфекция
Merz Consumer Care GmbH Bereich Hygiene	Mucocit®-T	quaternary compound, guanidine & alkylamine derivate	Очистка Дезинфекция
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.	neodisher® Septo 3000	aldehyde	Дезинфекция

Производитель, Дистрибутор	Название	Активное вещество	Применение
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.	neodisher® Septo Med	quaternary compound, alkylamine derivate	Disinfection
Farmec	Oxyster Plus	compound	Disinfection
Dr. Schumacher GmbH	Perfektan Endo	quaternary compound, guanidine derivate	Disinfection
Ecolab Deutschland GmbH	Sekusept® extra N	peroxide compound	Cleaning Disinfection
Ecolab Deutschland GmbH	Sekusept® forte	aldehyde, quaternary compound	Disinfection
Ecolab Deutschland GmbH	Sekusept® forte S	aldehyde	Disinfection
Ecolab Deutschland GmbH	Sekusept® Plus	alkylamine derivate	Cleaning Disinfection
Ecolab Deutschland GmbH	Sekusept® Pulver + Aktivator	peroxide compound	Disinfection
Ecolab Deutschland GmbH	Sekusept® Pulver classic + Aktivator	peroxide compound	Cleaning Disinfection
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Sporcid®	aldehyde	Disinfection
Schülke & Mayr GmbH	Thermosept® ER	<i>(Process temperature 60°C max.)</i>	Cleaning
Schülke & Mayr GmbH	Thermosept® ED	<i>(Process temperature 60°C max.)</i>	Disinfection

1) Таблица относится к назофарингоскопам, изготовленным Otopront (арт. № 325265/325267). Действительно для эндоскопов , изготовленных в 2008 году или позже. Пожалуйста, обратитесь к Инструкции по применению для полного описания цикла обработки .

Rev. 07/2017